




osseotouch
TOTAL CONTROL

PROSTHETIC COMPONENTS

Conex-K & Only One



osseotouch
TOTAL CONTROL

PROSTHETIC COMPONENTS

Conex-K & Only One






“Lo strumento giusto,
nelle mani giuste.”







“La libertà di scegliere
il tuo strumento.
Tu, cosa sceglierai?”

La linea implantare Osseotouch con connessione CONICA 12° è progettata per garantire stabilità ed affidabilità in tutte le procedure cliniche.


- Eccellente stabilità dei tessuti a lungo termine
- Perfetto sigillo interno, riduce significativamente l'infiltrazione
- Migliore distribuzione dei carichi laterali all'interno dell'impianto
- Diminuzione di mobilità del moncone dopo la protesizzazione
- Minimizza il riassorbimento osseo

Questo tipo di accoppiamento assicura un'elevata resistenza meccanica, che si traduce in una significativa diminuzione dei micro-movimenti. Tutti gli impianti sono forniti con la vite di copertura.

CONEX-K



Conex - K | Caratteristiche impianto



Conex - K | Diametri e altezze

Impianto in titanio Gr. 4 con un'eccezionale versatilità: quattro diametri e molteplici lunghezze disponibili per soddisfare tutte le esigenze di riabilitazione implanto-protesiche. *La vite di copertura è inclusa in ogni impianto.*

Diametro 3.30 mm | Hex 2.25 | Piattaforma NP



Altezza	6	7	8,5	10	11,5	13	15	18	20
Codice	-	-	-	WK3310-SPI	WK3311-SPI	WK3313-SPI	WK3315-SPI	-	-

Diametro 3.75 mm | Hex 2.25 | Piattaforma NP



Altezza	6	7	8,5	10	11,5	13	15	18	20
Codice	-	-	WK3708-SPI	WK3710-SPI	WK3711-SPI	WK3713-SPI	WK3715-SPI	WK3718-SPI	-

Diametro 4.25 mm | Hex 2.65 | Piattaforma RP



Altezza	6	7	8,5	10	11,5	13	15	18	20
Codice	-	WK4207-MPI	WK4208-MPI	WK4210-MPI	WK4211-MPI	WK4213-MPI	WK4215-MPI	-	-

Diametro 5.0 mm | Hex 2.65 | Piattaforma RP




Altezza	6	7	8,5	10	11,5	13	15	18	20
Codice	WK5006-MPI	WK5007-MPI	WK5008-MPI	WK5010-MPI	WK5011-MPI	WK5013-MPI	-	-	-



Conex - K | Connessione conica

La linea implantare Osseotouch è progettata per garantire stabilità ed affidabilità in tutte le procedure cliniche. La connessione conica con blocco esagonale rappresenta la più avanzata tecnologia attualmente disponibile in campo impianto-protesico, in grado di garantire una stabilità maggiore tra l'impianto e l'abutment, aumentando il sigillo e riducendo l'infiltrato batterico.



Vite di guarigione

- In titanio Gr. 5
- Indicata per il condizionamento dei tessuti molli
- Ampia scelta di altezze

Vite di connessione inclusa

**Tm - Transmucosa*



Altezza Tm*	Diametro	Codice
3	4,0	W-VG30-SPI
4		W-VG40-SPI
5		W-VG50-SPI
7		W-VG70-SPI
3	4,5	W-VG30-MPI
4		W-VG40-MPI
5		W-VG50-MPI
7		W-VG70-MPI



Analogo dell'impianto

- In titanio Gr. 5
- Riproduce la connessione dell'impianto

Vite di connessione inclusa



h	Codice
14	W-AN-SPI
14	W-AN-MPI



Transfer da impronta tecnica pick-up


- In titanio Gr. 5
- Utile per il rilevamento delle impronte mediante porta impronta individuale

Vite di connessione inclusa.

**Tm - Transmucosa*



h Coron.	Altezza Tm*	Codice	Codice Vite
13	1,5	W-TR1-SPI	W-TR-SPI
	3	W-TR3-SPI	
13	1,5	W-TR1-MPI	W-TR-MPI
	3	W-TR3-MPI	



Transfer da impronta a strappo

- In titanio Gr. 5.
- Utile per rilevamento dell'impronta con porta-impronta chiusi

Vite di connessione inclusa

**Tm - Transmucosa*

h Coron.	Ø Spalla	Altezza Tm*	Codice	Codice Vite
9	4	1,5	W-TRS-SPI	VSSP
9	4,5	3	W-TRS-MPI	VSMP




Moncone per provvisori

- In titanio Gr. 5
- Disponibile antirotazione (HEX) e rotante (NO HEX)

Vite di connessione inclusa

**Tm - Transmucosa*



h Coron.	Tipo	Ø Spalla	Altezza Tm*	Codice	Codice Vite
15	hex	4	1,5	W-MTE1-SPI	VSSP
			3	W-MTE3-SPI	
	no hex	4	1,5	W-MTNE1-SPI	
			3	W-MTNE3-SPI	
15	hex	4,5	1,5	W-MTE1-MPI	VSMP
			3	W-MTE3-MPI	
	no hex	4,5	1,5	W-MTNE1-MPI	
			3	W-MTNE3-MPI	



Moncone dritto

- In titanio Gr. 5
- Per protesi cementate, corone singole o ponti
- Spalla determina la chiusura del margine coronale
- Fresabile secondo necessità protesiche

Vite di connessione inclusa

**Tm - Transmucosa*

h Coron.	Ø Spalla	Altezza Tm*	Codice	Codice Vite
10	4	1,5	W-MD1-SPI	VSSP
		3	W-MD3-SPI	
10	4,5	1,5	W-MD1-MPI	VSMP
		3	W-MD3-MPI	



Moncone angolato

- In titanio Gr. 5
- Per protesi cementate, corone singole o ponti
- Fresabile secondo le necessità protesiche

Vite di connessione inclusa

**Tm - Transmucosa*

h Coron.	Ø Spalla	Altezza Tm*	Angolo	Codice	Codice Vite
10	4	1,5	15°	W-MA151-SPI	VSSP
		3		W-MA153-SPI	
		1,5	25°	W-MA251-SPI	
		3		W-MA253-SPI	
10	4,5	1,5	15°	W-MA151-MPI	VSMP
		3		W-MA153-MPI	
		1,5	25°	W-MA251-MPI	
		3		W-MA253-MPI	



Moncone a sfera

- In titanio Gr. 5
- Trattamento TiN sulla sfera patrice
- Patrice indicata per protesi mobili

Vite di connessione inclusa


**Tm - Transmucosa*

Ø Sfera	Ø Spalla	Altezza Tm*	Codice
2,5	4	1	W-MS01-SPI
		2	W-MS02-SPI
		3	W-MS03-SPI
		4	W-MS04-SPI
2,5	4,5	1	W-MS01-MPI
		2	W-MS02-MPI
		3	W-MS03-MPI
		4	W-MS04-MPI



Conex - K | Componenti Protesiche

Codice	Accessori Equator e OT-CAP
044CAIN	2 TRANSFER OT EQUATOR - OT CAP NORMO da impronta da strappo con cappetta intercambiabile
144AE	2 ANALOGHI DI LABORATORIO



Codice	Ricambi OT-CAP
140CER	4 CAPPETTE RITENTIVE - ROSA (SOFT 1200g)
140CEG	4 CAPPETTE RITENTIVE - GIALLA (EXTRA-SOFT 600g)
140CEN	4 CAPPETTE NERE (SOLO AD USO LABORATORIO)
141CAE	2 CONTENITORI INOX DI CAPPETTE
192ACN	KIT ASSORTIMENTO CAPPETTE OT CAP NORMO
	1 CONTENITORE INOX DI CAPPETTE
	1 CAPPETTA NERA da laboratorio
	4 CAPPETTE RITENTIVE (1 VERDE, 1 GIALLA, 1 ROSA, 1 BIANCA TRASPARENTE)
	1 DISCHETTO PROTETTIVO
	4 CAPPETTE RITENTIVE - ROSA (SOFT 1200g)
	4 CAPPETTE RITENTIVE - ROSA (SOFT 1200g)
060CRN AY	6 CAPPETTE NORMO GIALLE (ritenzione extra soft) - 500g
040CRN SN	6 CAPPETTE NORMO ROSA (ritenzione soft) - 900g
040CRN	6 CAPPETTE NORMO BIANCHE TRASPARENTI (RITENZIONE STANDARD)- 1300 g
041CAN	2 CONTENITORI INOX NORMO
100SAN	10 SPAZIATORI IN ALLUMINIO PER BARRE OT CAP NORMO



Conex - K | Componenti Protesiche

Codice	Kit OT Equator per impianti
130NAC35 Opzione h. 1-2-3-4	1 MONCONE OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TIN
	1 CONTENITORE DI CAPPETTE INOX
	1 DISCHETTO PROTETTIVO
	4 CAPPETTE RITENTIVE ASSORTITE (1 Gialla extra -soft, 1 Rosa soft, 1 Bianca trasparente standard , 1 Viola forte)



Codice	Moncone OT Equator in Titanio con rivestimento
030NAC35 Opzione h. 1-2-3-4	MONCONE OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO



Codice	Kit Equator assortimento Cappette
192ECE	1 CONTENITORE INOX DI CAPPETTE
	1 CAPPETTA NERA da laboratorio
	4 CAPPETTE RITENTIVE (1 Gialla extra -soft, 1 Rosa soft, 1 Bianca trasparente standard , 1 Viola forte)
	1 DISCHETTO PROTETTIVO



Codice	Accessori Equator
774CHE	1 CHIAVE QUADRATA + HOLDER




T - Base

- In titanio Gr. 5
- Utilizzati per CAD/CAM
- Disponibile antirotazione (HEX) e rotante (NO HEX).

Vite di connessione inclusa

*Tm - Transmucosa



h Coron.	Tipo	Ø Spalla	Altezza Tm*	Codice	Codice Vite
4	hex	4	1	W-TBE1A-SPI	VSSP
			3	W-TBE3A-SPI	
	no hex	4	1	W-TBNE1A-SPI	
			3	W-TBNE3A-SPI	
7	hex	4	1	W-TBE1B-SPI	VSSP
			3	W-TBE3B-SPI	
	no hex	4	1	W-TBNE1B-SPI	
			3	W-TBNE3B-SPI	
4	hex	4,5	1	W-TBE1A-MPI	VSMP
			3	W-TBE3A-MPI	
	no hex	4,5	1	W-TBNE1A-MPI	
			3	W-TBNE3A-MPI	
7	hex	4,5	1	W-TBE1B-MPI	VSMP
			3	W-TBE3B-MPI	
	no hex	4,5	1	W-TBNE1B-MPI	
			3	W-TBNE3B-MPI	



Scan body

- In titanio Gr. 5 sabbiato
- Utilizzato per la rilevazione, con l'ausilio di scanner digitali intraorali

Vite di connessione inclusa

*Tm - Transmucosa

Descrizione	Ø Spalla	Altezza Tm*	Codice	Codice Vite
interno conico SP	3,5	1,5	W-SCAN-SPI	VSSP
interno conico MP	3,5	3	W-SCAN-MPI	VSMP




Moncone Cr/Co

- Moncone in cromocobalto
- Per sovrافusione corone singole ponti e barre
- Disponibile antirotazione (HEX) e rotante (NO HEX)

Vite di connessione inclusa

*Tm - Transmucosa



h Coron.	Tipo	Ø Spalla	Altezza Tm*	Codice	Codice Vite
10	hex	4	1	W-MCRE1-SPI	VSSP
			3	W-MCRE3-SPI	
10	no hex	4	1	W-MCRNE1-SPI	
			3	W-MCRNE3-SPI	
10	hex	4,5	1	W-MCRE1-MPI	VSMP
			3	W-MCRE3-MPI	
10	no hex	4,5	1	W-MCRNE1-MPI	
			3	W-MCRNE3-MPI	



Analogo digitale

- In titanio Gr. 5
- Riproduce la connessione dell'impianto
- Realizzati nella versione digitale sono indicati per coloro che realizzano modelli stampati

Vite di connessione inclusa

Altezza	Codice
14	W-AND-SPI
14	W-AND-MPI



Moncone Mua dritto

- In titanio Gr. 5
- Fornito con portatore in plastica (cod. ALPORT)

Ø Spalla	Altezza Tm*	Codice
4	1,5	W-UMD1-SPI
4	2	W-UMD2-SPI
4	3	W-UMD3-SPI
4,5	1,5	W-UMD1-MPI
4,5	2	W-UMD2-MPI
4,5	3	W-UMD3-MPI



Moncone Mua angolato 17° o 30°

- In titanio Gr. 5
- Posizionatore in acciaio pre-assemblato

Angolo	Ø Spalla	Altezza Tm*	Codice	Codice Vite
17°	4	2	W-UMA172-SPI	W-MAVIT-SPI
		3	W-UMA173-SPI	
30°	4	3	W-UMA303-SPI	
		4	W-UMA304-SPI	
		5	W-UMA305-SPI	
17°	4,5	2	W-UMA172-MPI	W-MAVIT-MPI
		3	W-UMA173-MPI	
30°	4,5	3	W-UMA303-MPI	
		4	W-UMA304-MPI	
		5	W-UMA305-MPI	




Vite di guarigione Mua

- Realizzata in POM-C

Vite di connessione inclusa

h Coron.	Codice	Codice vite
4	U-CC-MPE	ALTAPS
8	U-CL-MPE	




Transfer d'impronta Mua

- In titanio Gr. 5
- Utile per il rilevamento delle impronte mediante porta impronta individuale

Vite di connessione inclusa

**Tm - Transmucosa*

h Coron.	Codice	Codice vite
10	U-TR-MPE	ALICMAS



Analogo da laboratorio Mua

- In titanio Gr. 5
- Riproduce la connessione del MUA

Vite di connessione inclusa

Altezza Tm*	Codice
13	U-AN-MPE



Cilindro provvisorio ritentivo Mua

- In titanio Gr. 5

Vite di connessione inclusa

Altezza Tm*	Codice	Codice vite
12	U-MT-MPE	ALTAPS




Cilindro provvisorio liscio Mua

- In titanio Gr. 5

Vite di connessione inclusa

**Tm - Transmucosa*

Altezza Tm*	Codice	Codice vite
10	U-MTL-MPE	ALTAPS



Moncone calcinabile Mua

- Realizzata in POM-C
- Fresabile e fondibile secondo le esigenze

Vite di connessione inclusa

**Tm - Transmucosa*

Altezza Tm*	Codice	Codice vite
10	U-C-MPE	ALTAPS




Scan body Mua

- In titanio Gr. 5 sabbiato
- Utilizzato per la rilevazione dell'esatta posizione MUA

Vite di connessione inclusa

**Tm - Transmucosa*

Codice	Codice vite
U-SCAN-MPE	ALTAPS




Analogo digitale Mua

- In titanio Gr. 5
- Riproduce la connessione del MUA

Vite di connessione inclusa

h Coron.	Codice
10	U-AND-MPE



Only One | Caratteristiche Impianto

Impianto monofasico progettato per offrire soluzioni innovative nei trattamenti a carico immediato e assenza di infiltrazione batterica. Un unico pezzo, molto pratico, che garantisce una migliore stabilità protesica. Questo impianto è particolarmente adatto per le protesi avvitata con carico immediato.

- Eccellente stabilità dei tessuti a lungo termine
- Migliore distribuzione dei carichi laterali all'interno dell'impianto
- Riduzione della mobilità protesica

Only One

Moncone dritto, angolato 17° o 30°



Only One | Caratteristiche Impianto

Connessione ottagonale
per l'avvitamento dell'impianto

Profilo anatomico transmucoso

Minore fragilità e assenza di infiltrato
batterico

Trattamento di superficie
"BIO-ACTIVE"

Conicità apicale

Fresature apicali
per un inserimento
facilitato

Only one | Diametri e altezze

M O N C O N E F I S S O D R I T T O

Realizzato in titanio Gr. 4 con moncone dritto o angolato fisso. Eccezionale versatilità: molteplici varianti e lunghezze disponibili per soddisfare tutte le esigenze di riabilitazione. Impianto particolarmente adatto per le protesi avvitare con carico immediato.

Diametro 3.30 mm | Dritto



Altezza	10	11.5	13	15	18
Codice	OO3310002	OO3311002	OO3313002	-	-

Diametro 4.00 mm | Dritto



Altezza	10	11.5	13	15	18
Codice	OO4010002	OO4011002	OO4013002	OO4015002	-



Only one | Diametri e altezze

M O N C O N E F I S S O A N G O L A T O 1 7 °

Realizzato in titanio Gr. 4 con moncone dritto o angolato fisso. Eccezionale versatilità: molteplici varianti e lunghezze disponibili per soddisfare tutte le esigenze di riabilitazione. Impianto particolarmente adatto per le protesi avvitare con carico immediato.

Diametro **3.30 mm** | Angolazione **17°**



Altezza	10	11.5	13	15	18
Codice	OO3310172	OO3311172	OO3313172	OO3315172	-

Diametro **4.00 mm** | Angolazione **17°**



Altezza	10	11.5	13	15	18
Codice	OO4010172	OO4011172	OO4013172	OO4015172	-



Only one | Diametri e altezze

M O N C O N E F I S S O A N G O L A T O 3 0 °

Realizzato in titanio Gr. 4 con moncone dritto o angolato fisso. Eccezionale versatilità: molteplici varianti e lunghezze disponibili per soddisfare tutte le esigenze di riabilitazione. Impianto particolarmente adatto per le protesi avvitare con carico immediato.

Diametro **3.30 mm** | Angolazione **30°**



Altezza	10	11.5	13	15	18
Codice	-	OO3311304	OO3313304	OO3315304	-

Diametro **4.00 mm** | Angolazione **30°**



Altezza	10	11.5	13	15	18
Codice	-	OO4011304	OO4013304	OO4015304	OO4018304



Only One | Monofasico

E' un impianto monofasico dedicato alle protesi avvitata con carico immediato. Garantisce una migliore meccanica e un'assenza di infiltrato batterico semplificando le procedure protesiche.




Vite di guarigione

- Realizzata in POM-C
- Indicata per il condizionamento dei tessuti molli

Vite di connessione inclusa

Altezza	Codice	Codice vite
4	U-CC-OO	VS-OO
8	U-CL-OO	




Transfer d'impronta

- In titanio Gr. 5

Vite di connessione inclusa

Altezza	Codice	Codice vite
10	U-TR-OO	VTR-OO



Analogo da laboratorio

- In titanio Gr. 5
- Riproduce la connessione del Mua

Vite di connessione inclusa

Altezza	Codice
13	U-AN-OO



Cilindro provvisorio ritentivo

- In titanio Gr. 5

Vite di connessione inclusa



Altezza	Codice	Codice vite
12	U-MT-OO	VS-OO




Moncone calcinabile

- Realizzato in POM-C
- Fresabile e fondibile secondo le esigenze

Vite di connessione inclusa



Altezza	Codice	Codice vite
10	U-C-OO	VS-OO



Scan body

- In titanio Gr. 5 sabbiato
- Per la rilevazione, con l'ausilio di scanner, dell'esatta posizione dell'impianto endosseo

Vite di connessione inclusa



Codice	Codice vite
U-SCAN-OO	VS-OO




Analogo digitale

- In titanio Gr. 5
- Riproduce la connessione dell'impianto

Vite di connessione inclusa



Codice	Codice vite
U-AND-OO	10



Contatti

www.osseotouch.com
contact@osseotouch.com
0331 15 35 586
329 744 3204

Indirizzi

DISTRIBUTORE ITALIA
OSNRGY S.r.l
Piazza Garibaldi 9
Gallarate (VA) 21013
Italia

Seguici su

